

Boite Pétri 90mm ronde PS 3ergots 3 compartiments

Référence : PDPS9316-A

Boîte de Pétri en PS.

1. Caractéristiques générales

Matériaux	<ul style="list-style-type: none">Boîte et couvercle : Polystyrène de grade médical
Fabricant	<ul style="list-style-type: none">BIOSPHERE BIOLOGICAL TECHNICS: BBT <p>Route de Ténior Km 9 Ceinture Gremda, BP 167, 3021 SFAX, TUNISIE</p>
Normes	<ul style="list-style-type: none">NF EN ISO 24998
Conservation	<ul style="list-style-type: none">Conditions de conservation : Température ambiante Tenir à l'abri des rayons solaires
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">Nombre d'unité par sous conditionnement : 28 piècesQuantité par carton : 450 pièces

2. Caractéristiques spécifiques

Référence du produit	PDPS9216-A
Caractéristiques	Usage unique, usage in vitro
Format Boîte : Diamètre ext x Hauteur – mm	88x13
Format Couvercle : Diamètre ext x Hauteur – mm	92x8.5
Ergots	3
Compartiments	3
Planéité	Assure une homogénéité de gélose
Couleur	Transparente
Etiquetage : Type d'étiquette unitaire	PE/Papier/PET
Etiquetage : Couleur de l'étiquette unitaire	Blanche avec flèche
Durée de vie du produit	5 ans

3. Recommandations d'utilisation

L'hygiène et la stérilisation sont indispensables, afin d'éviter toute contamination de la culture et de son environnement externe. Une culture bactérienne présente dans la boîte de pétri ne doit en aucun cas être jetée sans avoir subi au préalable une décontamination. Il est recommandé de faire l'autoclavage ou la nettoyer avec de l'eau de Javel à l'intérieur et à l'extérieur du fond avant de la jeter.

4. Photo de produit



Date de mise à jour : 10/07/2023